



КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР • КРОБЕР 02 •



6
л/мин

- Модулен дизайн
- Лесен достъп до филтрите и предпазителя
- Модерен дизайн и лесно управление
- Нов, иновативен измерващ сензор за кислорода
- USB интерфейс за връзка с компютър
- Интегрирано регулиране на потока
- 5 години гаранция или 30 000 часа на всички части
- Тих в работен режим
- Контрол на функциите от микропроцесор
- Произведен в Германия

Доставка в цялата страна и възможност за обратно изкупуване. Възможност за отдаване под наем. Възможност за закупуване на фабрично рециклиран апарат с 2-годишна гаранция.

Акcesoари в комплекта: Носна канюла – 2 и 5 метра дължина на шлауха, овлажнител, конектор към овлажнителя, инструкция за използване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Медицинско изделие
класификация II A

Захранване 230 V, 50 Hz

Допустима температура в работен режим от +5°C до +40°C

Допустима температура при съхранение от -20°C до +50°C

Ниво на шума 35 dB

Консумация на ток 350 W

Филтър за прах В задната част на апарата

Фин филтър Зад капака за сервизиране

Предпазители Главен: 230 V 2 x TT 2,5 AH 250 V
Вътрешен: 1 x T 1,0 AL 250 V

Аларми Температура, поток, мощност, кислород, система

Тегло 19,8 кг

Размери 535 x 203 x 520 мм без колелата

Гаранция от производителя 5 години или 30 000 работни часа за всички функционални части

Регулиране на потока 0-2 л/мин в 0,1 стъпка
2-4 л/мин в 0,2 стъпки
4-5 л/мин в 0,5 стъпки

Кислородна концентрация 1-4 л/мин 95%
4-5 л/мин 85%
5-6 л/мин 75%