



ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

София
ул. Три Уши 121
тел. 02 4420424

Пловдив
бул. Свобода 69
тел. 032 207 724

Варна
ул. Илинден 9
тел. 052 671 144

Стара Загора
бул. П. Евтимий 141
тел. 042 250 250

Бургас
ж.к. Славейков, бл. 157
тел. 056 590 591

Велико Търново
ул. Полтава 3
тел. 062 620062

Русе
бул. "Придунавски 58
тел. 082 820 221

Плевен
Бул. "Русе" №2
тел. 064 678 855

На вниманието на:

.....

ОФЕРТА

Устройство за изкачване на стълби
за инвалидни колички **LG 2004**



АДАПТ БГ ООД е специализирана фирма за помощни средства за деца и възрастни със специални нужди, апарати за кислородна терапия, апарати за терапия на сънна апнея, медицинско и болнично оборудване, ортези и оборудване за осигуряване на достъпна среда.

Фирмата разполага с 9 изложбени центъра и магазини в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Русе, Плевен и Кърджали, както и с [онлайн магазин](#), през който може да се пазарува от всяка точка на България. Адапт БГ има **над 180 инсталирани ИНВАЛИДНИ ПЛАТФОРМИ и СТОЛЧЕТА ЗА ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИ.**

В категорията ни [Достъпност](#) можете да откриете още много рампи, лифтери и устройства за изкачване на стълби с инвалидна количка, както и референции за вече завършени обекти.

София
ул. Три Уши 121
тел. 02 4420424

Пловдив
бул. Свобода 69
тел. 032 207 724

Варна
ул. Илinden 9
тел. 052 671 144

Стара Загора
бул. П. Евтимий 141
тел. 042 250 250

Бургас
ж.к. Славиеков, бл. 157
тел. 056 590 591

Велико Търново
ул. Полтава 3
тел. 062 620062

Русе
бул. Придунавски 58
тел. 082 820 221

Плевен
Бул. Русе" №2
тел. 064 678 855

КОМПАКТНО

Устройството се събира лесно в багажника на кола

ЛЕСНО

Лесно управление без усилия

СИГУРНО

Надеждна система за сигурност

УДОБНО


Безпрецедентно удобство за хора с увреждания

Новата версия на устройството за изкачване на стълби **LG 2004** е с компактен и иновативен дизайн. Благодарение на патентованата операционна система и дългогодишния опит на дизайнерите насочили усилията си в тази сфера, устройството дава възможност на оператора лесно и безусилно да маневрира при тесни стълбищни рамена и площадки. Използваните най-съвременни технологии при производството позволяват на потребителя да се чувства сигурно и безопасно. Устройството е подходящо, както за външни така и за вътрешни стълби, за управлението му се изисква асистент. Използва се само при прави стълбищни рамена.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общо тегло	46 кг
Тегло на ходова част	34.00 кг
Максимална товароносимост	130кг
Пробег с едно зареждане на батерията	23 етажа
Пробег при включване на индикатора за минимална резерва	2 етажа
Минимална широчина на стълбищно рамо	98 см
Максимална височина на стъпало	22 см
Минимални размери на площадката за маневра на 90 °	98x98 см
Минимални размери на площадката за маневра на 180 °	98x170 см
Максимален наклон на стълбите	70% = 35°
Максимална скорост	15 стъпала/мин.

РАЗМЕРИ



София ул. Три Уши 121 тел. 02 4420424	Пловдив бул. Свобода 69 тел. 032 207 724	Варна ул. Илинден 9 тел. 052 671 144	Стара Загора бул. П. Евтимий 141 тел. 042 250 250	Бургас ж.к. Славейков, бл. 157 тел. 056 590 591	Велико Търново ул. Полтава 3 тел: 062 620062	Русе бул. "Придунавски 58 тел: 082 820 221	Плевен Бул. "Русе" №2 тел: 064 678 855
---	--	--	---	---	--	--	--

ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цена: 5 250.00 лв. без ДДС

Цена: 6 300.00 лв. с ДДС

Цената включва: Доставка и обучение.

Гаранционен срок: 24 месеца

Страна производител: Италия

Срок на доставка: 3 работни дни

ДАТА:2024г.

Лица за контакти:

Инж. Галя Симеонова

тел: 0879 607 167

email: galya.simeonova@adapt.bg



Арх. Мирослав Маринов

тел: 0877 731 551

email: miroslav.marinov@adapt.bg

София
ул. Три Уши 121
тел. 02 4420424

Пловдив
бул. Свобода 69
тел. 032 207 724

Варна
ул. Илинден 9
тел. 052 671 144

Стара Загора
бул. П. Евтимий 141
тел. 042 250 250

Бургас
ж.к. Славейков, бл. 157
тел. 056 590 591

Велико Търново
ул. Полтава 3
тел: 062 620062

Русе
бул. Придунавски 58
тел: 082 820 221

Плевен
Бул. "Русе" №2
тел: 064 678 855